

作成日：2023. 8. 1

使用機器管理一覧

地方独立行政法人 りんくう総合医療センター

・ 使用機器

薬剤局

(1) 冷蔵庫（治験薬保管用）

メーカー・機器名	Panasonic・薬用冷蔵ショーケース MPR514
設置場所	薬剤部門 調剤室
機器管理	保管庫内の温度測定には校正された外部温度計を用いる。校正された外部温度計を用いて毎営業日 1 回、最低・最高・現在の温度を測定する。全ての点検結果は点検記録表に記載する。

(2) 温度計（治験薬保管用，冷蔵）

メーカー・機器名	(株)佐藤計量器製作所・最高最低温度計 PC-3500
設置場所	薬剤部門 調剤室
機器管理	2 年に 1 回（校正保証期間内），校正済みのもの買い替える。校正済みであることを検証できる書類を保存する。

(3) 温度計（治験薬調整時用，室温）

メーカー・機器名	(株)佐藤計量器製作所・最高最低温度計 PC-3500
設置場所	薬剤部門 治験薬管理室
機器管理	2 年に 1 回（校正保証期間内），校正済みのもの買い替える。校正済みであることを検証できる書類を保存する。

検査部

(4) 遠心分離機

メーカー・機器名	久保田商事(株)・テーブルトップ冷却遠心機 2800
設置場所	臨床検査室
機器管理	使用前，始業点検を行い，点検結果を記録する。 精度管理として，不具合が生じた場合には業者による点検を実施し，点検を検証できる書類を保存する。

(5) 冷凍庫（検体保管用、-80℃）

メーカー・機器名	PHC(株)・MDF-DU300H
設置場所	臨床検査室
機器管理	保管庫内の温度測定には冷凍庫内蔵の温度計を用いる。冷凍庫内蔵の温度計を用いて検体保管日に1回温度を測定し、温度記録簿に記載する。

(6) 保冷库（検体保管用、保冷库部 2℃～14℃、フリーザー部-15℃～-35℃）

メーカー・機器名	MPR-215F-PJ
設置場所	臨床検査室
機器管理	保管庫内の温度測定には冷凍庫内蔵の温度計を用いる。冷凍庫内蔵の温度計を用いて検体保管日に1回温度を測定し、温度記録簿に記載する。

(7) 心電図計

メーカー・機器名	フクダ電子(株)・心電計 EX-7542
設置場所	生理機能検査室
機器管理	使用前に、外観や表示に不具合がないことを確認する。 不具合が生じた場合には、必要に応じ業者による点検修理を行い、点検修理したことを検証できる書類を保存する。

その他

(8) 体重計

メーカー・機器名	エー・アンド・デイ 全自動身長体重計 AD-6228A
設置場所	健康管理センター
機器管理	・ 日常点検：使用前 ①外観上明らかな変形・損傷がない ②平らな場所に設置されている ③電源投入し、ディスプレイ表示に異常はない ④エラーが出ていない ・ 定期点検：2年に1回、計量士が検査し、体重計本体に検査済証を貼付する。

(9) 身長計

メーカー・機器名	エー・アンド・デイ 全自動身長体重計 AD-6228A
設置場所	健康管理センター
機器管理	・日常点検：使用前 ①外観上明らかな変形・損傷がない ②平らな場所に設置されている ③電源投入し、ディスプレイ表示に異常はない ④エラーが出ていない

(10) 血圧計

メーカー・機器名	オムロン(株)・上腕式血圧計 HEM-7120
設置場所	治験事務局
機器管理	・1年に1回購入

(11) 体温計

メーカー・機器名	オムロン(株)・電子体温計 MC-141W-HP
設置場所	治験事務局
機器管理	・1年に1回購入

(12) メジャー

メーカー・機器名	PROMART 抗菌メジャー・オート KA-15
設置場所	治験事務局
機器管理	目盛りの記載が明瞭であるか、切れ目、収縮、伸長していないか目視確認する。